

ASSA ABLOY

Användarmanual

1 Så här gör du för att identifiera låsenheter i en Phoniro Careinstallation

Rapporten 'Lås' i Phoniro Care kan du använda för att enkelt sortera och filtrera ut specifika låsenheter. Denna rapport är särskilt bra att använda när du vill veta exakt vilka lås som till exempel behöver uppdateras eller fasas ut ur verksamheten på grund av End of Support/Service, End of Compatibility och End of Life. (Mer information om processen End of Life kan du få på förfrågan).

Denna manual förutsätter att du har grundläggande kunskap i Excel men förfarandet är förhållandevis enkelt.

(i) I exemplet nedan ser du hur du ska göra för att filtrera ut de låsenheter som är satta i status End of Sales och End of Service som vi informerade om i **Release 21.3**. Om du vill söka ut andra lås så är det andra mjukvaruversioner du måste filtrera på. Kontakta oss om du vill veta mer.

Gör så här:

- 1. Logga in i webbgränssnittet för Phoniro Care och gå till **Startsida > Uppföljning**. Välj rapporten som heter **Lås**.
- 2. I dialogrutan klickar du på **Excel.** Detta skapar en Excel-fil som du laddar ner till din dator.

s			
iver lås för brukare o	organisationen har aktiv bestä	illning till. <u>(Mer hjä</u>	ilp)
Battoristatus	Alla 🗸	Aktiverade	Aktiverade och inaktiverade ~
Datteristatus			
Låstyp	Alla ~	Sortering	Serienummer v

3. När Excel-filen har laddats ner så väljer du att öppna den.

4. Markera översta raden och välj att skapa Filter. Den sista kolumnen visar mjukvaruversion för låsenheten. Det är denna som talar om vilken typ av låsenhet det gäller. (Flera kolumner är dolda i bilden nedan på grund av personuppgifter).

	A	В	с	D	L	м		Р	Q	R
1	Serienumm 🔻	Låstyp 🔻	Användningsområ 🔻	Batteristatus 📼	Aktivera 🔻	Senaste kommunikatior 🖉 📼	Mjukvaruversion 📼			
2	ET17030186	Brukarlås	Dörr	Kritisk batterinivå	Ja	2017-11-14 17:26	13.46.0	-	Mjukvaruversion	
3	KE09170179	Brukarlås	Dörr	Kritisk batterinivå	Ja	2012-06-20 09:44	0.0.0	Sort		
4	KE10080358	Brukarlås	Dörr	Kritisk batterinivå	Ja	2013-05-15 08:36	5.46.0	≜+ Ascend	ing 🔏 De	scending
5	ke10130050	Brukarlås	Dörr	Kritisk batterinivå	Ja	2018-03-08 16:27	5.39.0	By colour:	lone	0
6	KE11240240	Brukarlås	Dörr	Kritisk batterinivå	Ja	2015-02-13 10:18	8.47.0			
7	KE12170265	Platslås	Dörr	Bra batterinivå	Ja	2012-08-03 11:44	0.0.0	Filter		
8	KE14380459	Platslås	Dörr	Bra batterinivå	Ja	2016-02-05 11:30	10.47.0	By colour:	lone	
9	KE14410049	Platslås	Dörr	Bra batterinivå	Ja	2014-11-27 13:00	10.47.0	Choose One	٢	•
10	ke15030075	Platslås	Dörr	Bra batterinivå	Ja	2016-08-30 11:24	10.47.0	Q Search		
11	KE15270348	Brukarlås	Dörr	Kritisk batterinivå	Ja	2017-09-05 15:55	13.42.28			
12	KE15470174	Brukarlås	Dörr	Bra batterinivå	Ja	2020-10-12 11:00	9.38.0	🗹 (Sel	ect All)	
13	KE15490492	Brukarlås	Dörr	Kritisk batterinivå	Ja	2017-06-02 17:02	13.42.27	V	_	
14	KE15490557	Brukarlås	Dörr	Kritisk batterinivå	Ja	2017-02-03 17:37	13.42.27	V 0.0.0		
15	KE15500242	Platslås	Medicinskåp	Bra batterinivå	Ja	2016-03-04 09:38	10.47.0	✓ 1.42	.14	
16	KE15510341	Brukarlås	Dörr	Bra batterinivå	Ja	2021-05-07 11:33	13.42.28	✓ 1.43.1 ✓ 1.44.1 ✓ 1.48.1		
17	KE15510349	Brukarlås	Dörr	Kritisk batterinivå	Ja	2017-09-12 08:42	13.42.28			
18	KE15510726	Brukarlås	Dörr	Kritisk batterinivå	Ja	2018-04-18 14:17	13.43.1	Auto Apply		
19	KE15510824	Brukarlås	Dörr	Kritisk batterinivå	Ja	2018-01-18 11:39	13.43.1			Clear Filter
20	KE15510892	Brukarlås	Dörr	Kritisk batterinivå	Ja	2017-09-28 12:00	13.43.1			
21	KE15510900	Brukarlås	Dörr	Kritisk batterinivå	Ja	2017-09-05 11:16	13.43.1			
22	KE16040447	Brukarlås	Dörr	Kritisk batterinivå	Ja	2017-03-09 08:54	13.43.1			
23	KE16040489	Brukarlås	Dörr	Kritisk batterinivå	Ja	2018-03-06 08:26	13.47.1			
24	KE16060340	Brukarlås	Dörr	Kritisk batterinivå	Ja	2016-11-08 10:34	1.42.14			
25	KE16190620	Brukarlås	Dörr	Kritisk batterinivå	Ja	2017-10-02 14:22	1.48.1			
26	KE16370176	Brukarlås	Dörr	Kritisk batterinivå	Ja	2017-11-23 17:20	1.43.1			
27	KE16490064	Brukarlås	Dörr	Kritisk batterinivå	Ja	2017-03-10 11:54	1.44.1			
28	KE17140911	Brukarlås	Dörr	Kritisk batterinivå	Ja	2021-10-13 14:56	13.47.1			
29	KE17170312	Brukarlås	Dörr	Låg batterinivå	Ja	2018-10-04 14:24	13.44.1			
30	KE17170343	Brukarlås	Dörr	Kritisk batterinivå	Ja	2019-01-23 14:06	13.44.1			
31	VE17101EEC	Brukarlår	Därr	Kritick bottorinius	la.	2018 10 10 10 08	12 44 1			

5. Använd sökrutan i filtervyn för att hitta de enheter som gäller.

о	Р	Q	R					
Mjukvaruversion	-							
6 13.46.0	•	Mjukvaruversion						
4 0.0.0	Sort							
6 5.46.0	A scending							
7 5.39.0	By colour: None							
8 8.47.0	Eilter							
4 0.0.0	Filter							
0 10.47.0	By colour: None 😜							
0 10.47.0	Choose One							
4 10.47.0	Q Search							
5 13.42.28								
0 9.38.0	Select All)							
2 13.42.27	✓							
7 13.42.27								
8 10.47.0								
3 13.42.28	✓ 1.43.1 ✓ 1.44.1							
2 13.42.28	✓ 1.44.1 ✓ 1.48.1							
7 13.43.1	Auto Apply							
9 13.43.1		Apply Filter Clear Filter						
0 13.43.1								

Ett rikare liv för en åldrande befolkning

Mjukvaruversion (skriv enbart siffror och efterföljande punkter i sökrutan, till exempel '5.' eller '19.49.')	Filtrerar ut Låsenhet
5.xx.xx	350H2
9.xx.xx	380H2
1.xx.xx	380T6
19.49.xx	ME08H2
19.50.xx	MC03H2
2.xx.xx (välj samtliga förekomster i intervallet 2.38-2.44)	KS02T6

6. Det du ska skriva i sökrutan är de siffror du ser i första kolumnen i tabellen nedan:

Nu kommer du att dölja de låsenheter som inte omfattas av filtret och enbart se de som är berörda. Du kommer även att se exakt var dessa låsenheter är installerade och deras status. Detta gör det enkelt att planera den åtgärd som behövs. Om du till exempel ser att några av de filtrerade enheterna har kritisk batterinivå, så kanske det är mer kostnadseffektivt att passa på att byta ut låsenheterna mot en nyare modell när ändå låsmontören åker ut.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du behöver hjälp.